

ChemFil™

Advanced Glass Ionomer Restorative

25% mocniejszy!



NOWOŚĆ!

- o 25% większa wytrzymałość mechaniczna
- wyższa odporność na złamania oraz ograniczona ścieralność
- szybka technika aplikacji – bez kondycjonera i lakieru

For better dentistry


DENTSPLY

ChemFil™ Advanced Glass Ionomer Restorative



ChemFil Rock jest przykładem zaawansowanej technologii glasonomerowej. Zawiera nową, unikalną formułę wypełniacza, którą stanowią aktywne cząsteczki szkła wzmocnione cynkiem. Dzięki temu materiał szybko i na długo osiąga wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Badanie twardości testem Vickersa



ChemFil Rock


Ketac Molar¹

Fuji IX GP¹

29.4 N load for 30 sec (after 3h)

Tylko 5 etapów:

- Bez kondycjonowania i pokrywania lakierem
- Bez naświetlania
- Konsystencja pasty



Przypadek kliniczny



Before

After

Dr. Uwe Pompl, Germany

¹ Ketac Molar, Fuji IX GP nie są znakami handlowymi firmy DENTSPLY International Corp.